

Фенікс Медікал

Нова якість життя

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОТЯГОМ 30 днів™**

**ОТРИМАЙТЕ
БЕЗКОШТОВНО
КОЛІСНЕ КРІСЛО
У ЦЬОМУ РОЦІ ***

* З питань оформлення заяви на отримання звертайтеся у
Ваше районне Управління праці та соціального захисту.

** 30 днів після отримання оригіналу направлення та за умови фінансування.




**СУЧАСНІ
ІНВАЛІДНІ КРІСЛА
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЯКОСТІ**



Зміст

Про компанію	2
Breezy 250	3
Breezy 300	5
HeliX ²	7
Rumba	9
Sterling Emerald	11
Порядок заказу та отримання крісла колісного	13
Шифри моделей	14



Про компанію

Компанія «Фенікс-Медікал» виготовляє колісні крісла виключно з європейських комплектуючих. Ми виробляємо тільки ті моделі, які добре зарекомендували себе на світовому ринку. Наші вироби відрізняються європейською якістю, сучасним дизайном, простотою у користуванні.

У 2013 році колісні крісла Breezy отримали більш ніж 3500 людей по всій Україні.

Представництва компанії «Фенікс-Медікал» вже відкриті у 13 регіонах України, що допомагає нам досягти максимально швидкої доставки виробів користувачам та якісного обслуговування.

«Фенікс-Медікал» гарантує:

Європейську якість виробів

Швидку поставку

Якісне гарантійне
та післягарантійне обслуговування



Breezy 250 (Брізі 250)

*Сучасне колісне крісло
з пластиковими колесами*




Можливі кольори:

Синій 

Хром 

Золото 

Червоний 







- Сучасний дизайн
- Міцний сталевий каркас
- Швидкоз'ємні відкидні підлокітники
- Литі передні колеса 8"
- Пластикові пневматичні задні колеса 24"
- З'ємні підніжки, які регулюються по висоті

Модель доступна у трьох модифікаціях: 250; 250P; 250R



Ширина сидіння:	35; 38; 41; 44; 47; 50 см
Глибина сидіння:	42 см
Висота сидіння:	50,5 см
Ширина крісла:	ширина сидіння + 21 см
Довжина крісла:	250, 250P - 103 см, 250R - 113 см
Вага крісла:	15-20 кг
Матеріал рами:	сталь
Макс. навантаження:	100 кг



Breezy 300 (Брізі 300)

*Полегшене колісне крісло
з швидкоз'ємними колесами*



Можливі кольори:

Чорний 

Сірий 

Зелений 

Червоний 



- Сучасний дизайн
- Міцний алюмінієвий каркас
- Швидкоз'ємні відкидні підлокітники
- Литі передні колеса 8"
- Пластикові пневматичні задні колеса 24"
- З'ємні підніжки, які регулюються по висоті

Модель доступна у трьох модифікаціях: 300; 300P; 300R



Breezy 300P

Спинка, що переломлюється



Breezy 300R

Регулювання кута нахилу спинки, зручний з'ємний підголівник

Ширина сидіння: 35,5; 38,5; 41,5; 44,5; 47,5; 50,5 см

Глибина сидіння: 42 см

Висота сидіння: 50,5 см






Ширина крісла: ширина сидіння + 22,5 см

Довжина крісла: 300, 300P - 106 см, 300R - 114 см

Вага крісла: 13,5-17,5 кг

Матеріал рами: алюміній

Макс. навантаження: 100 кг



Увага: при максимальній ширині сидіння ширина крісла складає 73 см

HeliX² (Хелікс²)

Сучасне активне крісло з широким спектром налаштувань

Можливі кольори:

Червоний 

Сірий 



НОВИНКА

- Сучасний дизайн
- Налаштування центру ваги
- Регулювання глибини та висоти сидіння
- Налаштування ременів спинки
- Регулювання кута нахилу передніх коліс
- Легкі пневматичні задні колеса 24"
- 3'ємні підніжки, які регулюються по висоті



Налаштування ременів спинки



Стильні легкі колеса

Ширина сидіння: 32,5/35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5; 50 см

Глибина сидіння: 41-51 см

Висота сидіння: 35,5-53 см


Ширина крісла: ширина сидіння + 23 см

Довжина крісла: 109 см

Вага крісла: 15-20 кг

Матеріал рами: алюміній


Макс. навантаження: 100 кг



Ширина сидіння + 23 см



109 см



96 см

Rumba (Румба)

*Універсальне маневрене крісло з
електричним приводом*



Можливі кольори:

Червоний 

Чорний 




НОВИНКА

- Маневреність та стійкість
- Складний каркас – зручність при транспортуванні
- Компактні загальні габарити
- Можливість використання у механічному режимі (без електроприводу)
- Регулювання висоти та кута нахилу спинки
- Регулювання висоти підлокітників
- Збільшення ширини сидіння завдяки розсувним підлокітникам
- З'ємні складні підніжки, які регулюються по висоті
- Можливість керування лівою чи правою рукою
- Регулювання швидкості
- Протиперекидний пристрій



Ширина сидіння:	42 (42-48); 46 (46-54) см
Глибина сидіння:	43 см
Висота сидіння:	45 см
Ширина крісла:	ширина сидіння + 20 см
Довжина крісла:	107 см
Вага крісла з батареєю:	75 кг
Матеріал рами:	сталь
Макс. навантаження:	100 кг
Макс. швидкість:	6 км/г
Макс. відстань при повному заряді батареї:	25 км



*** Див. стор. 14

Sterling Emerald (Стерлінг Емералд)

*Сучасне крісло з електроприводом
скутер Sterling Emerald - новинка на
Українському ринку!*

Можливі кольори:

Червоний 




НОВИНКА

- Спортивний вигляд
- Пружинна підвіска – стійкість на нерівній поверхні
- Легкосплавні литі диски
- Пневматичні колеса 28 см
- Регулювання швидкості
- Збільшення ширини сидіння завдяки розсувним підлокітникам
- Регулювання відстані до керма завдяки зближенню сидіння та зміні кута нахилу керма
- Регулювання кута нахилу спинки сидіння
- Можливість обертання сидіння на 90°
- Зручний з'ємний підголівник, який регулюється по висоті
- Відкидні підлокітники
- Наявність фар та індикаторів
- Індикатор заряду батареї
- Дзеркало заднього виду
- Реміні безпеки
- Протиперекидний пристрій
- Кошик для покупок



Ширина сидіння:	46 см
Висота сидіння:	43-51 см
Ширина крісла:	55 см
Довжина крісла:	122 см
Вага крісла з батареєю:	86 кг
Макс. навантаження:	100 кг
Макс. швидкість:	9,5 км/г
Макс. відстань при повному заряді батареї:	36 км



*** Див. стор. 14

Порядок замовлення та отримання універсального крісла колісного*

1 ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК (для осіб, які ще не взяті на облік)



Місцевий орган праці
та соціального
захисту населення

Необхідно надати до Місцевого органу праці та соціального захисту населення наступні документи:

Заява
про взяття
на облік

Паспорт або
свідчення про
народження

Ідентифі-
каційний
код

Висновок
МСЕК
(ЛКК)

Індивідуальна
програма
реабілітації

Довідка про реєстрацію місця
проживання (для дітей)

Посвідчення, яке підтверджує
право особи на пільги

2

ОТРИМАННЯ НАПРАВЛЕННЯ



Місцевий орган праці
та соціального
захисту населення



Місцевий орган праці та соціального захисту населення на підставі поданих документів видає інваліду, дитині-інваліду, іншій особі:

роздруковане направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації

3

ЗАМОВЛЕННЯ КРІСЛА КОЛІСНОГО



Місцевий орган праці
та соціального
захисту населення



Підприємство-
виробник

Після оформлення замовлення на крісло колісне (коляску) місцевий орган праці та соціального захисту населення повинен самостійно надіслати роздруковане направлення зазначеному в заявці підприємству-виробнику.

4

ОТРИМАННЯ КРІСЛА КОЛІСНОГО



Регіональний
представник,
або сервісний
центр



Після надходження крісла колісного регіональний представник або співробітники сервісного центру зобов'язані доставити його інваліду додому, розпакувати, зібрати та провести інструктаж з його використання. У разі поломки крісла колісного в період гарантійного строку експлуатації підприємство-виробник зобов'язане надати запасні частини для ремонту, а сервісний центр або регіональний представник здійснити ремонт безкоштовно.

* Порядок заказу та отримання активного крісла, крісла з електроприводом та скутера дізнавайтесь у Вашому районному Управлінні праці та соціального захисту

Шифри моделей

Крісло колісне Breezy 250 (35)	KK.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
Крісло колісне Breezy 250 (38)	KK.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
Крісло колісне Breezy 250 (41)	KK.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
Крісло колісне Breezy 250 (44)	KK.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
Крісло колісне Breezy 250 (47)	KK.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
Крісло колісне Breezy 250 (50)	KK.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-3
Крісло колісне Breezy 250P (35)	KK.2-5-1-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3
Крісло колісне Breezy 250P (38)	KK.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3
Крісло колісне Breezy 250P (41)	KK.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3
Крісло колісне Breezy 250P (44)	KK.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3
Крісло колісне Breezy 250P (47)	KK.2-6-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3
Крісло колісне Breezy 250P (50)	KK.2-0-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-3
Крісло колісне Breezy 300 (35,5)	KK.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2
Крісло колісне Breezy 300 (38,5)	KK.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2
Крісло колісне Breezy 300 (41,5)	KK.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2
Крісло колісне Breezy 300 (44,5)	KK.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2
Крісло колісне Breezy 300 (47,5)	KK.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2
Крісло колісне Breezy 300 (50,5)	KK.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-6-2
Крісло колісне Breezy 300P (35,5)	KK.2-5-1-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2
Крісло колісне Breezy 300P (38,5)	KK.2-5-1-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2
Крісло колісне Breezy 300P (41,5)	KK.2-5-1-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2
Крісло колісне Breezy 300P (44,5)	KK.2-5-1-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2
Крісло колісне Breezy 300P (47,5)	KK.2-6-1-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2
Крісло колісне Breezy 300P (50,5)	KK.2-0-1-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-9.13-7-4-2

Крісло колісне Breezy 250R (35)	KK.2-5-2-8-2-4-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4
Крісло колісне Breezy 250R (38)	KK.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4
Крісло колісне Breezy 250R (41)	KK.2-5-2-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4
Крісло колісне Breezy 250R (44)	KK.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4
Крісло колісне Breezy 250R (47)	KK.2-6-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4
Крісло колісне Breezy 250R (50)	KK.2-0-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-4
Крісло колісне Breezy 300R (35,5)	KK.2-5-2-8-2-5-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3
Крісло колісне Breezy 300R (38,5)	KK.2-5-2-8-2-6-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3
Крісло колісне Breezy 300R (41,5)	KK.2-5-2-8-2-7-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3
Крісло колісне Breezy 300R (44,5)	KK.2-5-2-8-2-8-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3
Крісло колісне Breezy 300R (47,5)	KK.2-6-2-8-2-9-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3
Крісло колісне Breezy 300R (50,5)	KK.2-0-2-8-2-10-5-6-3.4-1.2.3.7-1.9.13-7-5-3
Крісло колісне HeliX-2 (32,5)/(35)	KK.2-5-2-2-5-4-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне HeliX-2 (37,5)	KK.2-5-2-2-5-5-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне HeliX-2 (40)	KK.2-5-2-2-5-6-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне HeliX-2 (42,5)	KK.2-5-2-2-5-7-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне HeliX-2 (45)	KK.2-6-2-2-5-8-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне HeliX-2 (47,5)	KK.2-6-2-2-5-9-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне HeliX-2 (50)	KK.2-0-2-2-5-9-5-6-3-1.3.5.7-5.9-1.2-3-3A
Крісло колісне з електроприводом Rumba (42)	KK.9.1-5-2-5-5-7-5-6.9-2-1.2.3.7-13.17-7-1.2.5-8
Крісло колісне з електроприводом Rumba (46)	KK.9.1-5-2-5-5-8-5-6.9-2-1.2.3.7-13.17-7-1.2.5-8
Крісло колісне з електроприводом Sterling Emerald (46)	KK.9.1-8-5-7-4-8-5-1.2.3.9-2.4-9-2.5.6.14.17-2.3.4-5-8

*** Похибка в розмірах може становити + / - 1 см

ТОВ "Фенікс-Медікал"
Україна, 65009, м. Одеса,
вул. Сонячна, 5, офіс 501
тел.: (099) 272 04 57
office@fenix-medical.com.ua
www.fenix-medical.com.ua

 **(094) 960 60 60**

